



Standardowe fiołki z wywiniętym brzegiem - 1,5 ml

Standardowe fiołki z wywiniętym brzegiem. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	W-2030	Standardowe fiołki z wywiniętym brzegiem - 1,5 ml

Opis

Standardowe fiołki z wywiniętym brzegiem. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Wymiary fiołki (śr. x wys.): 11,6 x 32 mm.

Pojemność: 1,5 ml.

Opakowanie zawiera: 100 szt.