



## Zapasowy knot do palnika spirytusowego

Zapasowy knot do palnika spirytusowego. Polecany do palników Nr-Art. B-3574 oraz B-0115.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|  | B-3646  | Zapasowy knot do palnika spirytusowego - Ø 6 mm - dł. 10 cm |

### Opis

Zapasowy knot do palnika spirytusowego. Polecany do palników Nr-Art. B-3574 oraz B-0115.

**Średnica:** 6 mm.

**Długość:** 10 cm.

**W przypadku zamówienia kilku sztuk jednocześnie, dopuszczamy możliwość wysłania jednego odcinka o łącznej długości.**

Palnik spirytusowy ze szkła sodowo-wapniowego o Nr-Art. B-3574 pokazany na zdjęciu należy zakupić osobno.