



Probówki do PCR - z wypukłym wieczkiem - poj. 0,2 ml



Probówki MaxyClear firmy Axygen o poj. 0,2 ml przeznaczone do PCR. Wykonane z polipropylenu. Wyposażone w wypukłe zatyczki. Opakowanie zawiera 1000 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	PCR-02D-C	Probówki do PCR	0,2 ml	wypukłe zatyczki	bezbarwne	niesterylne	1000 szt.

Opis

Probówki do PCR MaxyClear Axygen o poj. 0,2 ml wykonane z polipropylenu. Wyposażone w wypukłe zatyczki. Wyróżniają się jednorodnie cienkimi ściankami, co zapewnia dobry transfer ciepła. Odpowiednie do PCR i qPCR. Wyjątkowe zatyczki zapewniają szczelnie zamknięcie i zapobiegają niepożądanemu parowaniu próbek. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Probówki Axygen do PCR o poj. 0,2 ml pasują do termomikserów ze standardowymi blokami 96-dołkowymi. Produkty z ceną promocyjną mają przekroczony termin ważności.