



Termostat zawieszany - model SC100

thermo**scientific**

Termostat standardowej serii Thermo Scientific. Wykorzystuje najlepsze metody regulacji temperatury.

Wyposażony w zacisk śrubowy przeznaczony dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, który zapewnia im stabilność. Urządzenie przyjazne użytkownikowi. Zużywa niewielką ilość energii. Odznacza się dużą wydajnością pompy i mocą grzania dla obiegów zamkniętych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres temp.
	K-6060	Termostat zawieszany - model SC100	do 100°C

Opis

Termostat standardowej serii Thermo Scientific. Wykorzystuje najlepsze metody regulacji temperatury.

Wyposażony w zacisk śrubowy przeznaczony dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, który zapewnia im stabilność. Urządzenie przyjazne użytkownikowi. Zużywa niewielką ilość energii. Odznacza się dużą wydajnością pompy i mocą grzania dla obiegów zamkniętych.

Urządzenie posiada:

- wskazanie temperatury rzeczywistej i zadanej;
- alarm sygnalizujący zbyt wysoką i zbyt niską temperaturę (akustyczny i optyczny);
- podłączenie dla układu chłodzenia;
- możliwość wyboru wskazania °C/°F/K;
- realne wyrównanie temperatury;
- funkcję automatycznego ponownego uruchomienia po awarii zasilania;
- zapisywanie w pamięci 5 temperatur wybranych wstępnie;
- timer z zegarem wskazującym czas rzeczywisty.

Dane techniczne:

Temperatura robocza: od temp. pokojowej +13 °C do +100 °C

z chłodzeniem wodą: +20 °C do +100 °C.

Termostabilność: ± 0,02 K.

Moc grzania: 2 kW.

Wydajność przepływu: 17 l/min.

Maks. ciśnienie pompy: 300 mbar.

Klasa bezpieczeństwa: 1/NFL.

Głębokość zanurzenia: 75 do 145 mm.

Wymiary: 336 x 138 x 199 mm (wys. x szer. x dł.).

Ciężar: 3,3 kg.