



Termostat zawieszany - model EH



Termostat zawieszany przeznaczony do termostatowania dowolnych wanien o poj. do 50 l.

Ze śrubą dociskową dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, która zapewnia szybki i sprawny montaż.

Głębokość zanurzenia wynosi 16,5 cm (z możliwością zredukowania do 14,5 cm). Wszystkie elementy konstrukcyjne zanurzone w wodzie są wykonane ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-7102	Termostat zawieszany - model EH	9118000

Opis

Termostat zawieszany przeznaczony do termostatowania dowolnych wanien o poj. do 50 l.

Ze śrubą dociskową dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, która zapewnia szybki i sprawny montaż.

Głębokość zanurzenia wynosi 16,5 cm (z możliwością zredukowania do 14,5 cm). Wszystkie elementy konstrukcyjne zanurzone w wodzie są wykonane ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Urządzenie posiada:

- wskazanie temperatury LED dla wartości rzeczywistej/wartości zadanej, rozdzielczość wskazania 0,1°C;
- foliowaną klawiaturę do ustawiania wartości zadanej, automatyczne przełączanie na wartość rzeczywistą;
- regulację temperatury PID1;
- nastawne zabezpieczenie przed przegrzaniem;
- ochronę przed zbyt niskim poziomem cieczy (przełącznik pływakowy).

Dane techniczne:

Temperatura robocza: 20 do 150°C.

Termostabilność: $\pm 0,03^\circ\text{C}$.

Moc grzania: 2000 W.

Maks. ciśnienie pompy: 350 mbar.

Maks. przepływ: 15 l/min.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 13 x 15 x 33 cm.

Ciężar: 3,3 kg.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5 do 40°C.

Klasa bezpieczeństwa według DIN 12876-1 3 (FL).