



Zestaw 6 pipet Eppendorf Research[®] Plus ze statywem

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zestaw 6 pipet jednokanałowych o zmiennej objętości Research[®] Plus firmy Eppendorf wraz ze statywem karuzelowym 2. Eppendorf Research[®] Plus to ultra lekkie pipety. Do ich obsługi wymagana jest niewielka siła. Niezawodne, precyzyjne, dokładne i wykonane z najwyższą starannością. Wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety. W pełni autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-5481	Zestaw 6 pipet Research [®] Plus - ze statywem karuzelowym 2	3123 000.942

Opis

Pipety Research[®] Plus renomowanej firmy Eppendorf – niezawodne i wysokiej jakości, a przy tym ultralekkie. Są to pipety mechaniczne z poduszką powietrzną o wysokiej precyzji i dokładności. Zaprojektowane zgodnie z kryteriami Eppendorf PhysioCare Concept. Wyposażone w sprężynujący stożek końcowy (we wszystkich modelach o pojemności do 1 ml). Redukuje on siły przylegania końcówki – dzięki temu łatwiej jest zrzucić końcówkę. W efekcie obecność sprężynującego stożka końcowego zmniejsza obciążenia przy długotrwałym pipetowaniu.

Pipety Research[®] Plus są wykonane z materiałów najwyższej jakości. Dzięki temu są trwałe, odporne na działanie substancji chemicznych i promieniowania UV. Mogą być kalibrowane zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności, bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. W zależności od potrzeb można autoklawować całą pipetę Research[®] Plus lub tylko jej dolną część. Dzięki zaciskowi szybkiego montowania dolną część pipety można zdjąć bardzo łatwo i szybko.

Kończówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonym zakresie pojemności. Dodatkowo użytkownik może na podstawie kodu barwnego szybko zidentyfikować pipetę potrzebną mu podczas pracy laboratoryjnej.

Zakres dostawy obejmuje:

- pipety Eppendorf Research[®] plus o poj.:
 - 0,1 – 2,5 µl,
 - 0,5 – 10 µl,
 - 2 – 20 µl (kod barwny żółty),
 - 10 – 100 µl,
 - 20 – 200 µl,

- 100 – 1000 µl
- statyw karuzelowy 2,
- 6 opakowań końcówek epT.I.P.S.® Box 2.0,
- długopis.

Pipety Research® plus dostępne są również w wersji jednokanałowej o [stałej](#) lub [regulowanej pojemności](#), a także [8-](#), [12-](#), [16-i 24-kanałowej](#). Gamę pipet Research® plus uzupełniają pipety [Eppendorf Research® plus Move It®](#) o regulowanych odległościach pomiędzy kanałami.

Oprócz zestawu 6 pipet ze statywem, dostępne są również [zestawy 3 pipet Eppendorf Research® plus](#).

Ogromną zaletą 6-paku pipet Research® Plus jest to, że oprócz 6 pipet o najczęściej wybieranych pojemnościach, użytkownik otrzymuje również statyw karuzelowy 2. Dzięki temu pipety mogą być przechowywane bezpiecznie, w odpowiedniej pozycji.