



Wytrząsarka Multi Vortex-Genie



Przeznaczona do mieszania i wytrząsania próbek w probówkach lub kolbach Erlenmeyera. Z cyfrowym wskaźnikiem prędkości obrotowej i czasu. Solidne wykonanie. Stabilna dzięki metalowej obudowie i regulowanym nóżkom tłumiącym wibracje. Możliwość zwiększania liczby obrotów w odstępach co 10 min⁻¹. Ładowność: maks. 6 kolb Erlenmeyera o poj. 250 ml lub 2 statywy Multi, 12-stanowiskowe (Ø probówek: maks. 10-29 mm, dł.: min. 85 mm).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-0651	Wytrząsarka Multi Vortex-Genie

Opis

Przeznaczona do mieszania i wytrząsania próbek w probówkach lub kolbach Erlenmeyera. Z cyfrowym wskaźnikiem prędkości obrotowej i czasu. Solidne wykonanie. Stabilna dzięki metalowej obudowie i regulowanym nóżkom tłumiącym wibracje. Możliwość zwiększania liczby obrotów w odstępach co 10 min⁻¹. Ładowność: maks. 6 kolb Erlenmeyera o poj. 250 ml lub 2 statywy Multi, 12-stanowiskowe (Ø probówek: maks. 10-29 mm, dł.: min. 85 mm). Przy przerwie w pracy powyżej 10 min. urządzenie przechodzi w tryb uśpienia.

Zakres dostawy: wytrząsarka z platformą z rolkami naciskowo-napinającymi oraz 2 statywy Multi.

Dane techniczne:

Zakres prędkości obrotowej: od 250 do 950 min⁻¹.

Ruch: kołowy wibrujący.

Orbita: 4 mm.

Zegar sterujący: od 1 do 99 min albo bieg ciągły.

Maks. obciążenie: 4 kg.

Warunki otoczenia: temp. od 0 do +38°C, wilgotność wzgl. 90%.

Wymiary platformy wytrząsającej (szer. x gł.): 238 x 264 mm.

Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 310 x 270 x 195 mm.

Ciężar: 11,3 kg.

Zasilanie: 230 V, 50 Hz.