



## Termowyrząsarka do płytek mikrotitracyjnych

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Termowyrząsarka o ruchach okrężnych. Przeznaczona na 2 płytki mikrotitracyjne. Równomierny rozkład i bardzo precyzyjna regulacja temperatury ( $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ). Cyfrowa kontrola temperatury, ilości obrotów i czasu. Pamięć dla ustawień użytkownika. Specjalny system antywibracyjny. Silnik niewymagający konserwacji.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                       | Obr./min          |
|-----------|---------|---------------------------------------------|-------------------|
|           | 7-0055  | Termowyrząsarka do płytek mikrotitracyjnych | 100-1300 obr./min |

### Opis

Termowyrząsarka o ruchach okrężnych. Przeznaczona na 2 płytki mikrotitracyjne. Równomierny rozkład i bardzo precyzyjna regulacja temperatury ( $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ ). Cyfrowa kontrola temperatury, ilości obrotów i czasu. Pamięć dla ustawień użytkownika. Specjalny system antywibracyjny. Silnik niewymagający konserwacji.

#### Dane techniczne:

**Amplituda (orbitalna):** 1,5 mm.

**Timer:** 1 do 999 min. i funkcja pracy ciągłej.

**Prędkość:** od 100 do 1300 obr./min.

**Temperatura otoczenia:** od  $+4^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ .

**Względna wilgotność powietrza:** maks. 80%.

**Zakres temperatur:**  $+5^{\circ}\text{C}$  powyżej temp. pokojowej do  $+60^{\circ}\text{C}$ .

**Dokładność:**  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ .

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 347 x 275 x 115 mm.

**Ciężar:** 6,2 kg.

**Zasilanie sieciowe:** 220 V, 50/60 Hz.