

Wytrząsarka rolkowa



Urządzenie przeznaczone do jednostajnego, łagodnego mieszania próbek do badań hematologicznych i pozostałych zawiesin komórkowych. Zapobiega sedymentacji (dyspersji) próbek różnego rodzaju, np. farb, lakierów, olejów, kosmetyków itp. Posiada 5 synchronicznie obracających się rolek z PCV.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rpm
	3-5075	Wytrząsarka rolkowa RM 5-40	prędkość stała - 35 obr./min
	3-5076	Wytrząsarka rolkowa RM 5-6	prędkość stała - 6 obr./min
	3-5077	Wytrząsarka rolkowa RM 5-30V	prędkość zmienna - od 1 do 30 obr./min

Opis

Urządzenie przeznaczone do jednostajnego, łagodnego mieszania próbek do badań hematologicznych i pozostałych zawiesin komórkowych. Zapobiega sedymentacji (dyspersji) próbek różnego rodzaju, np. farb, lakierów, olejów, kosmetyków itp. Posiada 5 synchronicznie obracających się rolek z PCV.

Urządzenie o Nr-Art. 3-5075 może być użytkowane w zakresie temperatur roboczych od +5°C do +40°C (wilgotność względna maks. 80%).

Długość rolki: 324 mm.

Odstęp między osiami: 40 mm.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 436 x 177 x 105 mm.

Ciężar: 3,2 do 3,7 kg.

Zasilanie: 230 V / 50 Hz.