



## Wytrząsarka Vortex Classic



Vortex Classic to estetyczna i funkcjonalna wytrząsarka laboratoryjna. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej. Vortex Classic posiada również opcję pracy ciągłej. Urządzenie jest wyposażone w regulator prędkości oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-3439	Wytrząsarka Vortex Classic

### Opis

Vortex Classic firmy Velp to estetyczna i funkcjonalna wytrząsarka laboratoryjna. Doskonale sprawdza się do szybkiego mieszania i wytrząsania próbek. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie probówką nasadki wytrząsającej. Vortex Classic posiada również opcję pracy ciągłej. Urządzenie jest wyposażone w regulator prędkości od 0 do 3000 obr./min. oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa.

[\[Opisy i zdjęcia dodatkowych akcesoriów\]](#)

### Dane techniczne

Parametr	Vortex Classic
Prędkość obrotowa	0-3000 obr./min
Amplituda	4,5 mm
Typ ruchu	obrotowy
Tryby pracy	na dotyk / ciągły
Klasa ochrony	IP 42

<b>Parametr</b>	<b>Vortex Classic</b>
Moc	15 W
Ciężar	2,2 kg