



## Żelowe wkłady chłodzące IceCatch<sup>®</sup> Gelpack

Żelowe wkłady o znakomitych właściwościach chłodzących. Dzięki zastosowaniu immobilizowanego żelu chłodzącego charakteryzują się wysoką absorpcją ciepła. Pokrycie wykonane z solidnej folii PA/PE zapewnia trwałość i możliwość wielokrotnego użycia. Nietoksyczne.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                  | Wymiary           | Waga   | Szt./Op. |
|-----------|---------|----------------------------------------|-------------------|--------|----------|
|           | B-3520  | Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 90   | 90 x 110 x 20 mm  | 90 g   | 10 szt.  |
|           | B-3521  | Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 170  | 90 x 150 x 20 mm  | 170 g  | 10 szt.  |
|           | B-3522  | Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 230  | 90 x 180 x 20 mm  | 230 g  | 10 szt.  |
|           | B-3523  | Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 460  | 140 x 190 x 30 mm | 460 g  | 10 szt.  |
|           | B-3524  | Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 690  | 140 x 240 x 40 mm | 690 g  | 10 szt.  |
|           | B-3539  | Wkłady chłodzące IceCatch Gelpack 1300 | 190 x 270 x 35 mm | 1300 g | 10 szt.  |

### Opis

Żelowe wkłady o znakomitych właściwościach chłodzących. Dzięki zastosowaniu immobilizowanego żelu chłodzącego charakteryzują się wysoką absorpcją ciepła. Pokrycie wykonane z solidnej folii PA/PE zapewnia trwałość i możliwość wielokrotnego użycia. Nietoksyczne.

**Podana cena dotyczy opakowania zawierającego 10 szt. wkładów chłodzących.**