



Wytrząsarka Lab Dancer

IKA[®]

Mała, zgrabna i nowoczesna wytrząsarka laboratoryjna dla probówek i naczyń o średnicy nie przekraczającej 30 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-1670	Wytrząsarka Lab Dancer	0003365000
	K-0290	Zapasowa nakładka do wytrząsarki Lab Dancer - niebieska	0003382000

Opis

Mała, zgrabna i nowoczesna wytrząsarka laboratoryjna dla probówek i naczyń o średnicy nie przekraczającej 30 mm.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Ruch	kołowy
Amplituda	4,5 mm
Moc silnika (in/out)	1,2/0,8 W
Zasilanie	12 V
Dopuszczalny czas pracy	ciągły
Prędkości	2800 obrotów na minutę

Parametr	Wartość
Wymiary	100 x 70 mm
Ciężar	550 g
Dopuszczalna temperatura	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność	80%