



## Pudełko chłodzące Mini-Cooler 0°C

Pudełko chłodzące Mini-Cooler o właściwościach izotermicznych, wypełnione nietoksyczną cieczą izolacyjną. Utrzymują próbki w temperaturze 0°C. Przeznaczone dla probówek o śr. 12-13 mm lub probówek o śr. 16-17 mm. Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu. Z antypoślizgowymi nóżkami i kodowaniem alfanumerycznym na pokrywce. Probówki umieszczone wewnątrz nie mają bezpośredniego kontaktu z cieczą izolacyjną.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                                       | Do probówek  | Rzędy | Liczba miejsc |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------|
|  | B-3032  | Pudełko chłodzące Mini-Cooler 0°C, z przezroczystą pokrywką | śr. 16-17 mm | 4 x 3 | 12 miejsc     |
|  | B-3033  | Pudełko chłodzące Mini-Cooler 0°C, z przezroczystą pokrywką | śr. 12-13 mm | 4 x 3 | 12 miejsc     |

### Opis

Pudełko chłodzące Mini-Cooler o właściwościach izotermicznych, wypełnione nietoksyczną cieczą izolacyjną. Utrzymują próbki w temperaturze 0 °C. Przeznaczone dla probówek o śr. 12-13 mm lub probówek o śr. 16-17 mm. Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu. Z antypoślizgowymi nóżkami i kodowaniem alfanumerycznym na pokrywce. Probówki umieszczone wewnątrz nie mają bezpośredniego kontaktu z cieczą izolacyjną.