



Płytki Deepwell

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Płytki Deepwell 96- i 384-dołkowe firmy Eppendorf z oznaczeniami OptiTrack®. Dołki wykonane z zastosowaniem technologii RecoverMax®. Płytki sprawdzają się do zastosowań manualnych i automatycznych. Autoklawowalne, odporne na wirowanie do 6000 x g (wersja sterylna 5000 x g). Dostępne różne kolory obramowań oraz pojemności dołków. Stopień czystości PCR clean lub Sterile.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Poj. dołka	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-8841	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	białe	PCR Clean	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 501.101
	K-8842	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	żółte	PCR Clean	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 501.110
	K-8843	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	zielone	PCR Clean	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 501.136
	K-8844	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	niebieskie	PCR Clean	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 501.144
	K-8845	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	białe	PCR Clean	10 x 12 szt.	120 szt.	0030 505.107
	K-8846	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	białe	sterylne	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 525.108
	K-8847	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	żółte	sterylne	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 502.116
	K-8848	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	zielone	sterylne	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 502.132
	K-8849	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	niebieskie	sterylne	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 502.140
	K-8850	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	500 µl	białe	sterylne	10 x 12 szt.	120 szt.	0030 506.103
	K-8851	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	białe	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.209
	K-8852	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	żółte	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.217
	K-8853	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	zielone	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.233
	K-8854	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	niebieskie	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.241
	K-8855	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	białe	PCR Clean	10 x 8 szt.	80 szt.	0030 505.204
	K-8856	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	białe	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.205
	K-8857	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	żółte	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.213

	K-8858	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	zielone	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.230
	K-8859	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	niebieskie	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.248
	K-8860	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	1000 µl	białe	sterylne	10 x 8 szt.	80 szt.	0030 506.200
	K-8861	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	białe	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.306
	K-8862	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	żółte	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.314
	K-8863	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	zielone	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.330
	K-8864	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	niebieskie	PCR Clean	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.349
	K-8865	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	białe	PCR Clean	10 x 8 szt.	80 szt.	0030 505.301
	K-8866	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	białe	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.302
	K-8867	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	żółte	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.310
	K-8868	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	zielone	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.337
	K-8869	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	niebieskie	sterylne	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 502.345
	K-8870	Płytki Eppendorf Deepwell	96 dołków	2000 µl	białe	sterylne	10 x 8 szt.	80 szt.	0030 506.308
	K-8871	Płytki Eppendorf Deepwell	384 dołki	200 µl	białe	PCR Clean	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 521.102
	K-8872	Płytki Eppendorf Deepwell	384 dołki	200 µl	białe	PCR Clean	10 x 12 szt.	120 szt.	0030 525.108
	K-8873	Płytki Eppendorf Deepwell	384 dołki	200 µl	białe	sterylne	5 x 8 szt.	40 szt.	0030 522.109
	K-8874	Płytki Eppendorf Deepwell	384 dołki	200 µl	białe	sterylne	10 x 12 szt.	120 szt.	0030 526.104

Opis

Płytki Deepwell Eppendorf z **96** lub **384 dołkami** zostały wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Dzięki temu charakteryzują się wysoką odpornością na odczynniki i rozpuszczalniki chemiczne. Ponadto, mogą być używane w bardzo szerokim zakresie temperatur. Są odpowiednie do przechowywania próbek w niskich temperaturach (do -86 °C), jak również do eksperymentów przeprowadzanych w 100 °C (np. denaturacja DNA). Płytki Deepwell Eppendorf można sterylizować w **121 °C** (20 min). Nadają się zarówno do eksperymentów przeprowadzanych automatycznie, jak i manualnie. Można układać je w stosy, jedna na drugiej. Dzięki zastosowaniu kontrastujących oznaczeń **OptiTrack®** analizowane próbki można szybko zidentyfikować. Minimalizuje to ryzyko błędu przy pipetowaniu. Natomiast zastosowanie technologii **RecoverMax®** pozwala na ograniczenie strat reagentów do minimum. Dzięki wygładzonym dołkom o zaokrąglonych brzegach straty próbek są minimalne. W przypadku płytek w formacie 384-dołkowym ich kontury zostały wygładzone. Ogranicza to ryzyko kontaminacji krzyżowej. Podwyższone obrzeża dołków ułatwiają precyzyjne i szczelne zamknięcie.

Płytki Deepwell firmy Eppendorf można wirować z przyspieszeniem do **6000 x g** (wersja sterylna do **5000 x g**). Znacząco skraca to i ułatwia pracę przy długich protokołach. Wersja z 384 dołkami dostępna jest z ramką w kolorze **białym**, natomiast płytki Deepwell z 96 dołkami dostępne są z różnymi kolorami obramowania: **białym**, **żółtym**, **zielonym** oraz **niebieskim**. Bardzo duża różnorodność oferowanych pojemności pozwala na wybór płytki deepwell idealnej dla konkretnego zastosowania.

Pojemność pojedynczego dołka w płytkach w formacie 384-dołkowym to **200 µl**. Natomiast płytki 96-dołkowe są dostępne w 3 pojemnościach dołka: **500 µl**, **1000 µl** oraz **2000 µl**. Warianty z białymi ramkami dostępne są w standardowym opakowaniu, jak również w opakowaniu powiększonym, dla analiz wykonywanych na większą skalę.

Płytki Deepwell Eppendorf dostępne w stopniu czystości **PCR Clean** lub **Sterile**. Sprawdzą się doskonale do hodowli mikrobiologicznych, izolacji kwasów nukleinowych na dużą skalę, analizy białek, przechowywanie cDNA, banków genomowych, siRNA, bibliotek oligonukleotydowych, przechowywanie wartościowych próbek białek i DNA.