



## Pipeta Varipette<sup>®</sup> 4720

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Pipeta Varipette<sup>®</sup> 4720 firmy Eppendorf do pipetowania cieczy problematycznych – lepkich lub lotnych. Mechanizm oparty na wyporze bezpośrednim. Obsługa za pomocą jednej ręki. Varipette umożliwia dozowanie objętości od 1 ml do 10 ml. Doskonale sprawdzi się do pobierania cieczy z wysokich, wąskich naczyń laboratoryjnych.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                       | Pojemność | Nr producenta |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------------|
|  | K-9110  | Varipette <sup>®</sup> 4720 | 1-10 ml   | 4720 000.011  |

### Opis

Varipette<sup>®</sup> 4720 to jednokanałowa pipeta mechaniczna z wyporem bezpośrednim. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w pracy z cieczami problematycznymi: lepкими, lotnymi i o wysokim ciśnieniu par nasyconych. Ciecz można pobierać i dozować w zakresie objętości od 1 ml do 10 ml. Varipette<sup>®</sup> 4720 posiada 4-cyfrowy wyświetlacz objętości regulowany ze skokiem co 10 µl. Dzięki temu objętość można ustawić precyzyjnie.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze. Użytkownik może szybko i dokładnie pobierać, a następnie dozować ciecz jedną ręką, nawet z dużych, wąskich i wysokich naczyń.

Pipeta dostarczana jest bez końcówek Varitips. Końcówki można zakupić osobno.