



Wytrząsarka Vortex Genie 1



Vortex Genie 1 to doskonała wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Wytrząsarka dostarczana jest ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) do jednoręcznego wytrząsania probówek, fiolek i wielu innych naczyń laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1714	Wytrząsarka Vortex Genie 1

Opis

Vortex Genie 1 to doskonała wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Wytrząsarka dostarczana jest ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) do jednoręcznego wytrząsania probówek, fiolek i wielu innych naczyń laboratoryjnych.

Typ ruchu: kołowy.

Maksymalna prędkość: 2700 obrotów na minutę.

Dopuszczalne warunki pracy (temp. i wilgotność): od 0°C do +38°C i 95%.

Wymiary/Ciężar: 165 x 122 x 190 mm / 4 kg.

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.

Akcesoria dla wytrząsarki Vortex Genie 1 należy zamawiać osobno.