



Torba izolacyjna do transportu próbek

Praktyczne torby izolacyjne do przechowywania i transportu próbek oraz chemikaliów wrażliwych na zmiany temperatury. Idealnie pasuje do nich statyw na probówki Combi-Rack. Za pomocą woreczków chłodzących Cool-Pack próbki są utrzymywane przez kilka godzin w temperaturze do 20°C poniżej temperatury pokojowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor
	L-4001	Torba izolacyjna	3,5 l	czerwona

Opis

Praktyczne torby izolacyjne do przechowywania i transportu próbek oraz chemikaliów wrażliwych na zmiany temperatury. Idealnie pasuje do nich statyw na probówki Combi-Rack. Za pomocą [woreczków chłodzących Cool-Pack](#) próbki są utrzymywane przez kilka godzin w temperaturze do 20°C poniżej temperatury pokojowej.

Wymiary podstawy: 20,5 x 13,5 cm.

Wysokość: 17,0 cm.

Uniwersalne [statywy Combi](#) w kolorach: przezroczystym, żółtym i zielonym należy zamawiać osobno.