



Wytrząsarka Vortex Genie 2T



Vortex Genie 2T to doskonała i niezawodna wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Wytrząsarka dostarczana ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) i platformą wytrząsarki (śr. 75 mm). Szeroka gama dodatków do wytrząsania probówek, fiolek, zlewek i wielu innych niedużych naczyń laboratoryjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1716	Wytrząsarka Vortex Genie 2T (z wbudowanym zegarem sterującym)

Opis

Vortex Genie 2T to doskonała i niezawodna wytrząsarka o mocnej, trwałej konstrukcji. Służy do szybkiego i intensywnego mieszania próbek. Maksymalną prędkość uzyskuje pod wpływem nacisku, co znacznie redukuje czas pracy. Wytrząsarka dostarczana ze standardową nasadką (śr. wew. 25 mm) i platformą wytrząsarki (śr. 75 mm). Szeroka gama dodatków do wytrząsania probówek, fiolek, zlewek i wielu innych niedużych naczyń laboratoryjnych.

Możliwe ustawienia: 1 do 60 s (bieg interwałowy), 1 do 60 min (tryb wolnych rąk) lub praca ciągła.

Typ ruchu: kołowy.

Zakres prędkość: 600 – 2700 obrotów na minutę.

Dopuszczalne warunki pracy (temp. i wilgotność): od 0 °C do +38 °C i 95%.

Wymiary/Waga: 165 x 122 x 165 mm / 4 kg.

Zasilanie: 230V, 50/60 Hz.

Akcesoria do wytrząsarki Vortex Genie 2T należy zamawiać osobno.