



## Płytki do PCR twin.tec<sup>®</sup> typ unskirted

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Płytki mikrolitrowe twin.tec<sup>®</sup> do PCR **unskirted** wyróżniają się cienkościnnymi, ale wytrzymałymi dołkami wykonanymi z **PP** dla optymalnego przewodzenia ciepła. Szttywna, odporna na naprężenia ramka z **PC** zwiększa wytrzymałość płytek. Doskonałe do prac manualnych oraz automatycznych. Modele z **96 dołkami**. Do wyboru płytki z profilem standardowym (poj. dołka 250 µl) lub niskim (poj. dołka 150 µl). Podwyższone obrzeża dołków. Stopień czystości PCR Clean.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                        | Liczba dołków | Typ       | Profil      | Poj. dołka | Kolor      | Stopień czystości | Nr producenta | Rodzaj pak. | Szt./Op. |
|-----------|---------|------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
|           | K-9011  | Płytki twin.tec <sup>®</sup> | 96 dołków     | unskirted | niski       | 150 µl     | bezbarwne  | PCR Clean         | 0030 133.307  | worek       | 20 szt.  |
|           | K-9014  | Płytki twin.tec <sup>®</sup> | 96 dołków     | unskirted | niski       | 150 µl     | niebieskie | PCR Clean         | 0030 133.331  | worek       | 20 szt.  |
|           | K-9016  | Płytki twin.tec <sup>®</sup> | 96 dołków     | unskirted | standardowy | 250 µl     | bezbarwne  | PCR Clean         | 0030 133.366  | worek       | 20 szt.  |
|           | K-9019  | Płytki twin.tec <sup>®</sup> | 96 dołków     | unskirted | standardowy | 250 µl     | niebieskie | PCR Clean         | 0030 133.390  | worek       | 20 szt.  |

### Opis

Płytki mikrolitrowe twin.tec<sup>®</sup> do PCR bez kołnierza (**unskirted**) o **96** cienkościnnych, lecz wytrzymałych dołkach wykonanych z **PP**, zapewniających optymalne przewodzenie ciepła. Szttywna, odporna na naprężenia ramka z **PC** zwiększa wytrzymałość płytek, jest również przystosowana do pracy automatycznej. Podwyższone obrzeża dołków ułatwiają dokładne i szczelne zamknięcie płytek, również za pomocą zgrzewarki. Jednocześnie zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia próbek. Płytki mają ścięte rogi, pasują do większości termocyklorów. Kontrastujące oznaczenia typu **OptiTrack<sup>®</sup>** grawerowane laserowo na obrzeżach, pozwalają na szybką identyfikację próbek zmniejszając do minimum ryzyko błędów w pipetowaniu.

Do wyboru płytki twin.tec<sup>®</sup> do PCR 96-dołkowe o profilu **standardowym** (poj. dołka **250 µl**) lub **niskim** (poj. dołka **150 µl**). Oba modele są dostępne z bezbarwną lub niebieską ramką. Niski profil poprawia wydajność PCR i umożliwia uzyskanie maksymalnej wydajności przy małych objętościach próbek. Płytki twin.tec<sup>®</sup> unskirted są wolne od DNaz, RNaz, inhibitorów PCR oraz ludzkiego DNA (stopień czystości **PCR Clean**). Znajdą zastosowanie zarówno w standardowej metodzie PCR, ilościowych technikach real-time PCR, jak również w pracy z próbkami o niewielkiej objętości.

Oferta płytek twin.tec<sup>®</sup> do PCR firmy Eppendorf obejmuje również płytki: [skirted](#), [semi-skirted](#), [LoBind](#), [Trace](#), [real-time](#), [podzielne](#) oraz płytki [384-dołkowe z kołnierzem \(skirted\)](#).