



Torba termoizolacyjna z nadrukiem Biohazard

Lekka torba termoizolacyjna z dużym, widocznym nadrukiem „Biohazard”. Ścianki zewnętrzne są wykonane z wytrzymałego poliestru, powlekanego od wewnątrz folią izolacyjną. Posiada wygodny, regulowany pasek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ciężar	Wymiary
	L-0168	Torba termoizolacyjna z nadrukiem Biohazard	400 g	20 x 26 x 20 cm

Opis

Lekka torba termoizolacyjna z dużym, widocznym nadrukiem „Biohazard”. Ścianki zewnętrzne są wykonane z wytrzymałego poliestru, powlekanego od wewnątrz folią izolacyjną. Posiada wygodny, regulowany pasek.

Wymiary wew.: 10 x 18 x 20 cm.

Do torby rekomendujemy uniwersalny, czterostronny statyw na probówki umożliwiający bezpieczne i wygodne transportowanie probówek o różnych rozmiarach (nr art. 2-2685 i nast.) oraz dwa wkłady chłodzące (sprzedawane pojedynczo - nr art. 1-1403) należy zamawiać osobno.