



Torba termoizolacyjna z oznakowaniem Biohazard

Solidna torba termoizolacyjna w kolorze czerwonym, z czytelnym, wyraźnym oznakowaniem Biohazard. Posiada pokrywę zapinaną na zamek oraz dwa wygodne uchwyty do przenoszenia. Może pomieścić 5 butelek o poj. 1,5 l w pozycji pionowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-0163	Torba termoizolacyjna z oznakowaniem Biohazard

Opis

Solidna torba termoizolacyjna w kolorze czerwonym, z czytelnym, wyraźnym oznakowaniem Biohazard. Posiada pokrywę zapinaną na zamek oraz dwa wygodne uchwyty do przenoszenia. Może pomieścić 5 butelek o poj. 1,5 l w pozycji pionowej.

Pojemność całkowita: 15 l.

Wymiary: 19 x 30 x 32 cm.

Waga: 364 g.

Zdolność chłodząca: z 5°C do 15°C w 10 godzin przy zastosowaniu wkładów chłodzących.