



Pojemniki chłodnicze

Pojemnik chłodniczy z pokrywą. Wykonany z polistyrenu odpornego na uderzenia. Wewnętrzną warstwę izolacyjną stanowi styropian. Bardzo dobra izolacja temperaturowa. Nadaje się zwłaszcza do transportu próbek wrażliwych na ciepło.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1569	Pojemnik chłodniczy 5 l
	B-1571	Pojemnik chłodniczy 10 l
	1-7519	Pojemnik chłodniczy 25 l
	1-7523	Pojemnik chłodniczy 48 l
	1-7524	Pojemnik chłodniczy 68 l

Opis

Pojemnik chłodniczy z pokrywą. Wykonany z polistyrenu odpornego na uderzenia. Wewnętrzną warstwę izolacyjną stanowi styropian. Bardzo dobra izolacja temperaturowa. Nadaje się zwłaszcza do transportu próbek wrażliwych na ciepło. Wkłady chłodzące należy zamawiać osobno.