



Probówki bakteriologiczne ze szkła Duran - z prostym brzegiem



Probówki bakteriologiczne Duran. Z prostym brzegiem. Przeznaczone do hodowli mikroorganizmów. Autoklawowalne i zgodne z DIN 38411.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Brzeg	Pojemność	Śr. x wys.	Gr. ścianki	Szt./Op.
	G-3162	Probówki bakteriologiczne ze szkła Duran	z prostym brzegiem	20 ml	16 x 160 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.
	G-3163	Probówki bakteriologiczne ze szkła Duran	z prostym brzegiem	30 ml	18 x 180 mm	1,0-1,2 mm	100 szt.

Opis

Probówki bakteriologiczne **ze szkła Duran**. **Prosty brzeg** pozwala używać ich razem z [aluminiowymi kapsłami Kapsenberga](#). Nadają się idealnie **do sterylnej hodowli mikroorganizmów**. Dzięki zastosowaniu szkła borokrzemowego Duran, probówki wyróżniają się równomiernym rozkładem grubości ścianek, minimalną rozszerzalnością cieplną i wynikającą z tego wysoką odpornością na zmiany temperatury. Nadają się zatem szczególnie do pracy zarówno w bardzo wysokich temperaturach jak i przy gwałtownych zmianach temperatury. Probówki bakteriologiczne są **autoklawowalne w 121°C** oraz zgodne z normą **DIN 38411**.