



Rotator Loopster

IKA[®]

Rotator do delikatnego, lecz skutecznego mieszania. Nadaje się szczególnie do próbek biologicznych, np. krwi. Łatwy w czyszczeniu. Dowlolna regulacja kąta nachylenia tarczy obrotowej w zakresie 0° do 90°. Mieszanie ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. Z możliwością pracy ciągłej.

Uwaga: rotator dostarczany jest bez talerzy obrotowych. Należy je zamawiać oddzielnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4720	Rotator Loopster basic	0004015000
	K-4721	Rotator Loopster digital	0004016000

Opis

Rotator do delikatnego, lecz skutecznego mieszania. Nadaje się szczególnie do próbek biologicznych, np. krwi. Łatwy w czyszczeniu. Dowlolna regulacja kąta nachylenia tarczy obrotowej w zakresie 0° do 90°. Mieszanie ze stałą prędkością 20 obrotów na minutę. Z możliwością pracy ciągłej.

Uwaga: rotator dostarczany jest bez talerzy obrotowych. Należy je zamawiać oddzielnie.

Talerze obrotowe oraz zatrzaski zapasowe dostępne pod [nr art. K-4724 - K-4734](#).

Dane techniczne

Prędkość obrotowa	stała, 20 obr./min.
Maksymalne obciążenie	2 kg
Wymiary	300 x 360 x 300 mm
Masa	3 kg
Zasilanie	100-240 V, 50/60 Hz