



## Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym



Krioprobówki szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z PP, z gwintem zewnętrznym, ze skalą i polem opisowym. Posiadają gwiazdną stopkę umożliwiającą odkręcanie probówek jedną ręką przy zastosowaniu odpowiednich statywów.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                   | Pojemność | Stopień czystości | Nr producenta | Pakowane     | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|----------|
|           | B-6681  | Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym | 0,9 ml    | sterylne          | 89012         | 8 x 100 szt. | 800 szt. |
|           | B-6682  | Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym | 1,5 ml    | sterylne          | 89020         | 8 x 100 szt. | 800 szt. |
|           | B-6683  | Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym | 3,5 ml    | sterylne          | 89040         | 4 x 100 szt. | 400 szt. |
|           | B-6684  | Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym | 4,5 ml    | sterylne          | 89050         | 4 x 100 szt. | 400 szt. |

### Opis

Krioprobówki szwajcarskiej firmy TPP. Wykonane z polipropylenu (PP). Wyposażone w gwint zewnętrzny, skalę i pole opisowe. Posiadają gwiazdną stopkę umożliwiającą odkręcanie probówek jedną ręką przy zastosowaniu odpowiednich statywów.