



## Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix



Uniwersalne paski wskaźnikowe do szybkich testów pH. Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybką interpretację wyników. Przedłużona część do trzymania chroni użytkownika przed kontaktem z próbką. Barwnik z pasków nie jest uwalniany do roztworu. Na każdym pasku znajdują się aż cztery pola wskaźnikowe, co umożliwia dokładny i bezbłędny odczyt wyniku.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                | Zakres pomiaru | Podziałka pH | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|
|           | M-3280  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 0 - 14      | 1,0 pH       | 100 szt. |
|           | M-3281  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 0,0 - 6,0   | 0,5 pH       | 100 szt. |
|           | M-3282  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 0,3 - 2,3   | 0,3 / 0,4 pH | 100 szt. |
|           | M-3283  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 1,7 - 3,8   | 0,3 pH       | 100 szt. |
|           | M-3284  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 2,0 - 9,0   | 0,5 pH       | 100 szt. |
|           | M-3285  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 3,1 - 8,3   | 0,4 pH       | 100 szt. |
|           | M-3286  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 3,6 - 6,1   | 0,3 / 0,5 pH | 100 szt. |
|           | M-3287  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 4,0 - 7,0   | 0,2 / 0,5 pH | 100 szt. |
|           | M-3288  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 4,5 - 10,0  | 0,5 pH       | 100 szt. |
|           | M-3289  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 5,1 - 7,2   | 0,3 pH       | 100 szt. |
|           | M-3290  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 6,0 - 10,0  | 0,2 / 0,5 pH | 100 szt. |
|           | M-3291  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 6,0 - 7,7   | 0,3 / 0,4 pH | 100 szt. |
|           | M-3292  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 7,0 - 14,0  | 0,5 pH       | 100 szt. |
|           | M-3293  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 7,5 - 9,5   | 0,2 / 0,4 pH | 100 szt. |
|           | M-3294  | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix | pH 7,9 - 9,8   | 0,2 / 0,4 pH | 100 szt. |

## Opis

Uniwersalne paski wskaźnikowe do szybkich testów pH. Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybką interpretację wyników. Przedłużona część do trzymania chroni użytkownika przed kontaktem z próbką. Barwnik z pasków nie jest uwalniany do roztworu. Na każdym pasku znajdują się aż cztery pola wskaźnikowe, co umożliwia dokładny i bezbłędny odczyt wyniku. W ofercie dostępne są również [paski pH-Fix w tubie](#).