



Minirotator Bio RS-24 - Biosan



Niewielkich rozmiarów rotator firmy Biosan nadaje się do takich zastosowań jak ekstrakcja, czy też mieszanie próbek krwi by zapobiec jej koagulacji. Rotator wykonuje ruch wokół osi poziomej. Pracuje prawidłowo w temperaturach od **4°C do 40°C**, może być więc używany zarówno w chłodniach, jak i w inkubatorach.

Prędkość obrotów można regulować w zakresie **5-30 obr./min.** Urządzenie posiada timer cyfrowy (**1 min - 24 godz.** oraz **tryb pracy ciągłej** do 8 godz.).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	K-9560	Minirotator Bio RS-24	5-30 obr./min

Opis

Rotator Bio RS-24 firmy Biosan znajduje zastosowanie w wielu procedurach laboratoryjnych takich jak ekstrakcja, czy też mieszanie próbek krwi w celu uniknięcia jej koagulacji. Ruch probówek następuje wokół osi poziomej. Rotator może być użytkowany w zakresie temperatur od 4°C do 40°C, a więc zarówno w chłodniach, jak i w inkubatorach.

Prędkość można regulować w zakresie **5-30 obr./min.** Urządzenie posiada timer cyfrowy umożliwiający ustawienie czasu pracy **od 1 min do 24 godz.** oraz trybu pracy ciągłej (do 8 godz.). Wymiary rotatora to **325 x 190 x 155 mm**. Waga urządzenia wynosi **1.4 kg**, z kolei maksymalne obciążenie to **0.375 kg**.

Urządzenie sprzedawane jest w zestawie z **platformą na 22 probówki o poj. 1,5 - 15 ml (średnica 10-16 mm)**. Dodatkowo można dokupić platformy [PRSC-18](#) oraz [PRS-4/12](#).

Dane techniczne

Parametr	Minirotator Bio RS-24
Zakres regulacji prędkości obrotów	5-30 obr./min
Cyfrowy timer	1 min - 24 godz.
Maks. czas pracy ciągłej	8 godz.

Parametr	Minirotator Bio RS-24
Maks. obciążenie	0.375 kg
Waga	1.4 kg
Wymiary	325×190×155 mm