



Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją

Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją, z podziałką, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. szyjki	Śr. kolby	Wysokość
	S-1252	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	50 ml	34 mm	51 mm	85 mm
	S-1253	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	100 ml	34 mm	64 mm	110 mm
	S-1254	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	200 ml	50 mm	79 mm	131 mm
	S-1255	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	250 ml	50 mm	85 mm	140 mm
	S-1256	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	500 ml	50 mm	105 mm	175 mm
	S-1257	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	1000 ml	50 mm	131 mm	220 mm
	S-1258	Kolba Erlenmeyera z szeroką szyjką	2000 ml	72 mm	153 mm	275 mm

Opis

Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją, z podziałką, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemowego.