



## Phosphatesmo KM - papierki do oznaczeń jakościowych



Papierki do wykrywania kwaśnej fosfatazy. Mają zastosowanie m. in. w kryminalistyce, jako szybkie testy kontaktowe do wykrywania nasienia na różnego rodzaju materiałach. Zabarwienie paska na kolor fioletowy oznacza pozytywny wynik testu. Opakowanie zawiera 25 pasków testowych o wym. 15 x 30 mm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                         | Zmiana barwy      | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
|           | M-3755  | Papierki do ozn. jakościowych Phosphatesmo KM | biały - fioletowy | 25 szt.  |

### Opis

Papierki do wykrywania kwaśnej fosfatazy. Mają zastosowanie m. in. w kryminalistyce, jako szybkie testy kontaktowe do wykrywania nasienia na różnego rodzaju materiałach. Zabarwienie paska na kolor fioletowy oznacza pozytywny wynik testu. Opakowanie zawiera 25 pasków testowych o wym. 15 x 30 mm.