



Probówki okrągłodenne - bez korka - poj. 3 ml - 30 ml



Probówki wirówkowe z okrągłym dnem, niesterylne, o pojemności roboczej od 3 ml do 30 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) lub polistyrenu (PS).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0101	Probówki okrągłodenne z PP	3 ml	10 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.528
	J-0102	Probówki okrągłodenne z PP	3,5 ml	12 x 55 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.535
	J-0103	Probówki okrągłodenne z PS	3,5 ml	12 x 55 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.484.005
	J-0104	Probówki okrągłodenne z PS	3,5 ml	12 x 55 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.484
	J-0105	Probówki okrągłodenne z PS	4 ml	14 x 50 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.655
	J-0106	Probówki okrągłodenne z PS	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.475.030
	J-0107	Probówki okrągłodenne z PS - ze skalą i etykietą	5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	62.476.022
	J-0108	Probówki okrągłodenne z PP	5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.526.005
	J-0109	Probówki okrągłodenne z PP	5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.526
	J-0110	Probówki okrągłodenne z PS	5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.476.005
	J-0111	Probówki okrągłodenne z PS	5 ml	12 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.476
	J-0112	Probówki okrągłodenne z PS - ze skalą i etykietą	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	62.493
	J-0113	Probówki okrągłodenne z PP	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.525.505
	J-0114	Probówki okrągłodenne z PP	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.525.500
	J-0115	Probówki okrągłodenne z PS	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.475.005
	J-0116	Probówki okrągłodenne z PS	5 ml	13 x 75 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.475

	J-0117	Probówki okrągłodenne z PS	6,5 ml	13 x 85 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.472
	J-0118	Probówki okrągłodenne z PS	7 ml	15,7 x 65 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.482
	J-0119	Probówki okrągłodenne z PS	8 ml	14,5 x 84 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.473
	J-0120	Probówki okrągłodenne z PP	8 ml	13 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.516
	J-0121	Probówki okrągłodenne z PS	8 ml	13 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.467.005
	J-0122	Probówki okrągłodenne z PS	8 ml	13 x 100 mm	niesterylne	StackPack	500 szt.	55.467
	J-0123	Probówki okrągłodenne z PS	8,5 ml	15,7 x 75 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.495
	J-0124	Probówki okrągłodenne z PP	9 ml	16,8 x 67 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.533
	J-0125	Probówki okrągłodenne z PS	9 ml	16,8 x 67 mm	niesterylne	worek	1000 szt.	55.481
	J-0126	Probówki okrągłodenne z PP	11 ml	16,8 x 82 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.524
	J-0127	Probówki okrągłodenne z PS	11 ml	16,8 x 82 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.474
	J-0128	Probówki okrągłodenne z PP	11,5 ml	15,7 x 100 mm	niesterylne	StackPack	250 szt.	55.539.250
	J-0129	Probówki okrągłodenne z PP	11,5 ml	15,7 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.539
	J-0130	Probówki okrągłodenne z PS	11,5 ml	15,7 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.466.005
	J-0131	Probówki okrągłodenne z PS	11,5 ml	15,7 x 100 mm	niesterylne	StackPack	250 szt.	55.466
	J-0132	Probówki okrągłodenne z PS - ze skalą i etykietą	13 ml	16,8 x 95 mm	niesterylne	worek	500 szt.	62.492
	J-0133	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,8 x 95 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.518
	J-0134	Probówki okrągłodenne z PS	13 ml	16,8 x 95 mm	niesterylne	StackPack	250 szt.	55.468
	J-0135	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.515
	J-0136	Probówki okrągłodenne z PS	13 ml	16 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.459
	J-0137	Probówki okrągłodenne z PP	14 ml	16,8 x 105 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.538
	J-0138	Probówki okrągłodenne z PS	14 ml	16,8 x 105 mm	niesterylne	StackPack	250 szt.	55.463
	J-0139	Probówki okrągłodenne z PP	14 ml	15,5 x 119 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.511
	J-0140	Probówki okrągłodenne z PS	14 ml	15,5 x 119 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.461
	J-0141	Probówki okrągłodenne z PP	16,5 ml	17 x 130 mm	niesterylne	worek	250 szt.	55.510
	J-0142	Probówki okrągłodenne z PS	16,5 ml	17 x 130 mm	niesterylne	worek	250 szt.	55.460
	J-0143	Probówki okrągłodenne z PP	20 ml	21,5 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.514
	J-0144	Probówki okrągłodenne z PS	20 ml	21,5 x 100 mm	niesterylne	worek	500 szt.	55.465

	J-0145	Probówki okrągłodenne z PS	26 ml	23,5 x 87 mm	niesterylne	worek	250 szt.	55.471
	J-0146	Probówki okrągłodenne z PP	30 ml	24,8 x 95 mm	niesterylne	worek	250 szt.	55.517

Opis

Probówki z okrągłym dnem, niesterylne, o pojemności roboczej od 3 ml do 30 ml. Wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) lub polistyrenu (PS). Dostępne również z podziałką i polem opisowym. Nadają się do wirowania w zakresie - max RCF od **3500 - 5000 x g**.

Wykonane z PP, można autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Opakowania po 250-1000 szt. / opak. dostępne również w wersji StackPack, które są o 40% mniejsze od klasycznego kartonu. Do stosowania z zatyczkami wciskanymi (ang. push caps) Sarstedt, które należy dokupić oddzielnie.