



Probówki okrągłodenne z PP - zakrętka z PP i uszczelką O-ring - poj. 13 ml



Okrągłodenne probówki o pojemności 13 ml wykonane z PP w zestawie z gwintowanym korkiem wykonanym z PP posiadającym uszczelkę z EPDM.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0215	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	60.541.004
	J-0216	Probówki okrągłodenne z PP	13 ml	16,5 x 101 mm	bezbarwna	sterylne	worek	500 szt.	60.540.016

Opis

Probówki o pojemności roboczej 13 ml i wymiarach śr. 16,5 mm x 101 mm, wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP), gwintowane, o okrągłym dnie, w zestawie z przezroczystą nakrętką wykonaną z polipropylenu (PP) z uszczelnieniem wykonanym z kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM), z możliwością stosowania w wirówkach - max RCF - **4000 x g**, autoklawowalna w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Opakowania po 500 szt.