



Wytrząsarka rolkowa L201 na próbówki



Wytrząsarka rolkowa L201 idealnie nadaje się do delikatnego i skutecznego mieszania zawartości zamkniętych próbek. Wyposażona w 14 rolek obracających się z prędkością 10 obr./min oraz platformę wstrząsającą pracującą z częstotliwością 5 cykli/min i kącie 35°.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Liczba rolek	Nr producenta
	7-3170	Wytrząsarka rolkowa L201	analogowa	10 obr./min	14 rolek	20100

Opis

Wytrząsarka rolkowa Labinco L201 to precyzyjne urządzenie zaprojektowane do delikatnego i skutecznego mieszania zawartości zamkniętych próbek. Szczególnie polecana do próbek krwi, zapewnia efektywne mieszanie dzięki połączeniu ruchów rotacyjnych i wstrząsających. Wytrząsarka rolkowa posiada **14 rolek** z anodowanego aluminium (208 mm długości, 10 mm średnicy), które obracają się z prędkością **10 obr./min**. Platforma wstrząsająca pracuje z częstotliwością 5 cykli/min, wykonując ruchy pod kątem **35°**.

Dzięki 9,5-milimetrowej odległości między rolkami urządzenie zapewnia równomierne mieszanie różnych próbek. Maksymalne obciążenie wynosi **1 kg**, co umożliwia pracę z wieloma próbkami jednocześnie lub z większymi objętościami.

Urządzenie działa w temperaturach od 2°C do 50°C, dzięki czemu sprawdza się zarówno w **inkubatorach**, jak i w **chłodziarkach**. Kompaktowe wymiary (320 x 310 x 190 mm) i niska waga (3,6 kg) ułatwiają użytkowanie urządzenia.

Dane techniczne

Parametr	Wytrząsarka rolkowa L201
Zakres prędkości	10 obr./min
Maksymalne obciążenie	1 kg
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	320 x 190 x 310 mm

Parametr	Wytrząsarka rolkowa L201
Ciężar	3,6 kg
Zasilanie	220-230 V, 50/60 Hz