



Wymienne wkłady SmartBlock™ do termomikserów

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Wkłady SmartBlock™ do termomikserów Eppendorf ThermoMixer™ C i ThermoStat™ C przeznaczone są na probówki o pojemnościach od 0,5 do 2,0 ml, płytki mikrolitrowe oraz płytki PCR 96- i 384-dółkowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc	W zestawie	Nr producenta
	K-5013	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	0,5 ml	24 miejsca	Transfer Rack	5361 000.031
	K-5014	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	1,5 ml	24 miejsca	Transfer Rack	5360 000.038
	K-5015	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	2,0 ml	24 miejsca	Transfer Rack	5362 000.035
	K-5016	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	5,0 ml	8 miejsc	-	5309 000.007
	K-5017	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	15 ml	8 miejsc	-	5366 000.021
	K-5018	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	50 ml	4 miejsca	-	5365 000.028
	K-5019	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	śr. 12 mm	24 miejsca	-	5364 000.024
	K-5020	Wymienny wkład SmartBlock™ na probówki	1,5-2,0 ml typu cryo	24 miejsca	-	5367 000.025
	K-5021	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką mikrolitrową lub Deepwell	1 miejsce	pokrywka	5363 000.039
	K-5022	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką PCR 96-dółkową	1 miejsce	pokrywka	5306 000.006
	K-5023	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką PCR 384-dółkową	1 miejsce	pokrywka	5307 000.000
	K-5024	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką Deepwell 96/500 µl	1 miejsce	pokrywka	5316 000.004
	K-5025	Wymienny wkład SmartBlock™ na płytkę	płytką Deepwell 96/1000 µl	1 miejsce	pokrywka	5310 000.002

Opis

Wkłady SmartBlock™ do termomikserów Eppendorf ThermoMixer™ C i ThermoStat™ C przeznaczone są na probówki o pojemnościach od 0,5 do 2,0 ml, płytki mikrolitrowe oraz płytki PCR 96- i 384-dołkowe.