



Kolby Erlenmeyera ze szkła Duran - z zakrętką



Kolby Erlenmeyera wykonane ze szkła Duran. W zestawie z zakrętką z PBT i uszczelką silikonową pokrytą PTFE. Z podziałką. Zgodne z normą DIN 12380 i ISO 1773.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Gwint	Pojemność
	D-1454	Kolba Erlenmeyera z zakrętką, DURAN®	64 mm	109 mm	GL25	100 ml
	D-1455	Kolba Erlenmeyera z zakrętką, DURAN®	85 mm	149 mm	GL32	250 ml
	D-1456	Kolba Erlenmeyera z zakrętką, DURAN®	105 mm	180 mm	GL32	500 ml
	D-1457	Kolba Erlenmeyera z zakrętką, DURAN®	131 mm	225 mm	GL32	1000 ml

Opis

Gwintowane kolby Erlenmeyera wykonane ze szkła Duran. W zestawie z zakrętką z PBT i uszczelką silikonową pokrytą PTFE. Z czytelną podziałką ułatwiającą ocenę objętości płynu w kolbie. Stożkowy kształt ułatwia mieszanie zawartości. Zgodne z normą DIN 12380 i ISO 1773.

Pasujące [zakrętki z PBT](#) oraz [septy silikonowe pokryte PTFE](#) można również dokupić osobno.

Uwaga: Nie należy sterylizować w autoklawie z dokręconą zakrętką.

Do kolb stożkowych Duran można zastosować również [zakrętki Duran z membraną z PTFE](#). W tym przypadku można sterylizować zakręcone kolby, ponieważ zakrętki z membraną zapewniają odpowietrzanie i wyrównywanie ciśnienia wewnątrz kolby.