



Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - poj. 15 i 50 ml



Probówki wirówkowe o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 15 ml lub 50 ml. Posiadają skalę i pole opisowe. Wykonane z PP. W komplecie z zakrętką z HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0301	Probówki typu Falcon z PP	15 ml	17 x 120 mm	czerwona	niesterylne	worek	50 szt.	62.554.001
	J-0302	Probówki typu Falcon z PP	15 ml	17 x 120 mm	czerwona	sterylne	worek	50 szt.	62.554.502
	J-0304	Probówki typu Falcon z PP	15 ml	17 x 120 mm	niebieska	niesterylne	worek	50 szt.	62.554.009
	J-0305	Probówki typu Falcon z PP	15 ml	17 x 120 mm	bezbarna	sterylne	worek	50 szt.	62.554.016
	J-0311	Probówki typu Falcon z PP	50 ml	28 x 114 mm	czerwona	niesterylne	worek	25 szt.	62.548.004
	J-0312	Probówki typu Falcon z PP	50 ml	28 x 114 mm	czerwona	sterylne	worek	25 szt.	62.547.254
	J-0314	Probówki typu Falcon z PP	50 ml	28 x 114 mm	bezbarna	sterylne	worek	25 szt.	62.547.274

Opis

Probówki wirówkowe Sarstedt o poj. 15 ml i 50 ml wykonane z polipropylenu. Ze stożkowym dnem. Wszystkie posiadają podziałkę i pole opisowe. W zestawie z czerwoną, przezroczystą lub niebieską zakrętką wykonaną z HDPE. Można ich używać z sitami komórkowymi i kompatybilnymi adapterami.

Probówki o **poj. 15 ml** J-0301 oraz J-0304 są niesterylne. Pozostałe oferowane modele o tej pojemności są wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów, endotoksyn. Są również niecytotoksyczne i dodatkowo sterylizowane radiacyjnie. Zarówno sterylne, jak i niesterylne, są pakowane w worki po 50szt. Produkty J-0302 i J-0305 mają już nakręconą zakrętkę. Probówki typu Falcon o poj. 15 ml wykonane z PP można wirować z maks. RCF:

- **20000 x g** (czerwona i przezroczysta zakrętka),
- **10500 x g** (niebieska zakrętka).

Probówki o **poj. 50 ml** są wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów, endotoksyn. Są również niecytotoksyczne. Wybrane modele

są dodatkowo sterylizowane radiacyjnie. Obie wersje oferowane są w workach po 25 sztuk. Produkty J-0312 i J-0314 mają już nakręconą zakrętkę. Probówki typu Falcon o poj. 50 ml wykonane z PP można wirować z maks. RCF: **20000 x g**

Gama falconów Sarstedt obejmuje również wersję sterylną pakowaną [w statywy styropianowe](#). Ponadto, dla próbek wrażliwych na promieniowanie UV dostępne są [brązowe probówki o poj. 50 ml](#). Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.