



Probówki stożkowodenne z PP - z zakrętką z HDPE - poj. 10-30 ml



Probówki o pojemności 10 ml lub 30 ml o stożkowym dnie wykonane z przezroczystego PP, w komplecie z zakrętkami HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0251	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą i etykietą	10 ml	16 x 100 mm	żółta	sterylne	worek	100 szt.	62.9924.284
	J-0252	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą i etykietą	10 ml	16 x 100 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	1000 szt.	62.9924.283
	J-0253	Probówki stożkowodenne z PP	30 ml	25 x 107 mm	bezbarwna	sterylne	worek	50 szt.	60.545
	J-0254	Probówki stożkowodenne z PP	30 ml	25 x 107 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	60.544

Opis

Przezroczyste probówki o pojemności roboczej 10 lub 30 ml, wykonane z polipropylenu (PP), gwintowane, ze stożkowym dnem. W zestawie z nakrętkami wykonanymi z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Probówki dostępne są w opcji niesterylnej lub sterylnej, można je stosować w wirówkach – max RCF – **8800 x g** dla probówek 30 ml lub **4000 x g** dla 10 ml (**4500 x g** – sterylne). Nie ma przeszkód, aby niesterylne autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych. Probówki o pojemności 10 ml posiadają podziałkę i pole opisowe. Do sterylnych probówek dołączone są już nakręcone zakrętki w kolorze żółtym lub przezroczystym. W ofercie proponowane są opakowania po 50-500 szt. w zależności od numeru artykułu.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.