



Probówki stożkowodenne - z zakrętką z HDPE - samostojące - poj. 25-30 ml



Przezroczyste probówki wykonane z PP ze stożkową podstawą, o pojemności roboczej 25 ml lub 30 ml, samostojące, z zakrętką wykonaną z HDPE. Dostępne w wielu wariantach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0272	Probówki stożkowodenne z PP - z etykietą	25 ml	25 x 90 mm	żółta	sterylne	pak. ind.	300 szt.	63.9922.248
	J-0274	Probówki stożkowodenne z PP	25 ml	25 x 90 mm	żółta	sterylne	worek	500 szt.	60.9922.243
	J-0273	Probówki stożkowodenne z PP - z etykietą	25 ml	25 x 90 mm	żółta	sterylne	worek	500 szt.	63.9922.254
	J-0276	Probówki stożkowodenne z PP	25 ml	25 x 90 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	60.9922.241
	J-0280	Probówki stożkowodenne z PP	25 ml	25 x 90 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	60.595.241
	J-0275	Probówki stożkowodenne z PP - z etykietą	25 ml	25 x 90 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	63.9922.252
	J-0277	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	30 ml	25 x 107 mm	bezbarwna	sterylne	worek	50 szt.	62.543.001
	J-0278	Probówki stożkowodenne z PP - ze skalą	30 ml	25 x 107 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	125 szt.	62.543

Opis

Przezroczyste probówki o pojemności roboczej 25 lub 30 ml wykonane polipropylenu (PP), gwintowane, ze stożkowym dnem i kołnierzem (samostojące) gwarantującym zachowanie stabilnej pozycji pionowej. W zestawie z już nakręconą przezroczystą lub żółtą nakrętką wykonaną z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).

Dla probówek o pojemności 25 ml proponowane są opcje:

- niesterylne z przezroczystą zakrętką pakowane w worek:
 - bez etykiety (J-0276),
 - z etykieta papierową (J-0275),
- sterylne z żółtą zakrętką:
 - bez etykiety, pakowane w worek (J-0274),

- z etykietą, pakowane w worek (J-0273),
- z etykietą, pakowane indywidualnie (J-0272).

Powyższe próbówki można wirować z maksymalnym RCF **4500 x g**.

Próbówki o poj. 30 ml posiadają skalę i są dostarczane w komplecie z przezroczystymi zakrętkami w wersji sterylnej (J-0277) lub niesterylnej (J-0278). Można je stosować w wirówkach – max RCF – **8800 x g**.

W ofercie proponowane są opakowania w workach po 50-500 szt. w zależności od numeru artykułu.

Oferta próbek firmy Sarstedt obejmuje również próbówki okrągłodenne i płaskodenne.