



Homogenizatory tkankowe - typ Tenbroeck - Wheaton

WHEATON[®]

Homogenizator tkankowy Tenbroeck posiada wydrążony uchwyt, który można napęlić lodem, zapewniając niską temperaturę homogenizacji. Idealny do tkanek wątroby, jelit, serca. Autoklawowalny. W zestawie znajduje się tylko jeden tłuczek i jedno naczynie szklane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	357424	Homogenizatory tkankowe Wheaton - typ Tenbroeck - szkło borokrzemowe

Opis

Homogenizator tkankowy Tenbroeck posiada wydrążony uchwyt, który można napęlić lodem, zapewniając niską temperaturę homogenizacji. Idealny do tkanek wątroby, jelit, serca. Autoklawowalny. W zestawie znajduje się tylko jeden tłuczek i jedno naczynie szklane.

Pojemność: 7 ml.

Dł. całkowita: 190 mm.

Śr. wew. moździerza: 16 mm.

Dł. moździerza: 82 mm.