





**Probówki płaskodenne z PC - z zakrętką z PP -  
 poj. 7 ml - 30 ml**



Probówki płaskodenne o poj. 7 ml lub 30 ml z PC oferowane w zestawie z zakrętką z PP. Autoklawowalne w 121°C. Odporne na temperaturę od -80 °C do 138 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0347	Probówki płaskodenne z PC	7 ml	20 x 47 mm	biała	niesterylne	worek	500 szt.	71.9923.610
	J-0348	Probówki płaskodenne z PC	30 ml	27 x 80 mm	bezbarwna	niesterylne	worek	500 szt.	60.9922.212

**Opis**

Probówki płaskodenne o pojemności roboczej 7 ml lub 30 ml wykonane z poliwęglanu (PC) z nakrętką wykonaną z polipropylenu (PP). Poliwęglan jest tworzywem lekkim, ale o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej. Można go stosować w szerokim zakresie temperatur: od -80°C do 138°C. Probówki z płaskim dnem Sarstedt można autoklawować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia właściwości mechanicznych.

Opakowanie zawiera 500 szt. probówek o poj. 7 ml z białą zakrętką lub 250 sztuk pojemników o poj. 30 ml z przezroczystą zakrętką.

Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i stożkowodenne.