



Etykiety z nadrukiem do probówek



Samoprzylepne etykiety papierowe na probówki oferowane w dwóch wymiarach, wyprodukowane przez firmę Sarstedt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0541	Etykiety	40 x 26 mm	84.1556.010	5000 szt.
	J-0542	Etykiety	62 x 40 mm	84.1027.010	5000 szt.

Opis

Etykiety wykonane z papieru, samoprzylepne, dostępne w dwóch rozmiarach – 40 x 26 mm (J-0541) oraz 62 x 40 mm (J-0542). Białe z czarnym nadrukiem. Układ standardowej naklejki: (nazwa) Name / (data) Date . Przeznaczone do wyraźnego oznakowania próbek. Dostępne w pełnych rolkach po 5000 szt. w rolce.