



Probówki wirówkowe typu Falcon z PS - poj. 15 ml



Probówki wirówkowe o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 15 ml wykonane z polistyrenu (PS). Posiadają skalę i pole opisowe. W komplecie z żółtą zakrętką z HDPE. Można wirować maksymalnym RCF 4100 x g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0306	Probówki typu Falcon z PS - ze skalą i polem opisowym	15 ml	17 x 120 mm	żółta	niesterylne	worek	50 szt.	62.553.041
	J-0307	Probówki typu Falcon z PS - ze skalą i polem opisowym	15 ml	17 x 120 mm	żółta	sterylne	worek	50 szt.	62.553.542
	J-0308	Probówki typu Falcon z PS - ze skalą i polem opisowym	15 ml	17 x 120 mm	żółta	sterylne	statyw styropianowy	50 szt.	62.553.042
	J-0309	Probówki typu Falcon z PS - ze skalą i polem opisowym	15 ml	17 x 120 mm	żółta	sterylne	pak. ind.	100 szt.	62.553.020

Opis

Stożkowodenne probówki wirówkowe firmy Sarstedt o poj. 15 ml wykonane z PS. Posiadają skalę i pole opisowe. W zestawie z żółtą zakrętką wykonaną z HDPE. Probówki typu falcon można wirować z maksymalnym RCF **4100 x g**. Probówki wykonane z polistyrenu charakteryzują się bardzo dobrą przezroczystością. Sprawdzają się do zastosowań, w których ważna jest obserwacja roztworu lub osadu próbki.

W wersji niesterylnej (J-0306) falcony pakowane są w worki po 50 szt. Pozostałe modele są wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów, endotoksyn. Są ponadto niecytotoksyczne i sterylizowane radiacyjnie. W tej wersji są oferowane w workach (J-0307), statywach styropianowych (J-0308) po 50szt. lub pakowane indywidualnie (J-0309) w blister po 100 szt.

Gama falconów produkowanych przez firmę Sarstedt obejmuje również probówki wirówkowe z PP: [pakowane w worki](#), [statywy styropianowe](#) oraz [falcony w kolorze brązowym](#).