



**Korki uniwersalne z LDPE - do probówek o śr. 12-17 mm i S-Monovette o śr. 13 mm**



Uniwersalne korki archiwizacyjne wykonane z LDPE do zamykania probówek o średnicach w zakresie 12-17 mm. Wyprodukowane przez firmę Sarstedt.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa        | Kolor     | Do probówek                          | Nr producenta | Szt./Op.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------|
|    | J-0521  | Korki z LDPE | bezbardwy | śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm | 65.1379       | 1000 szt. |
|   | J-0522  | Korki z LDPE | czerwony  | śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm | 65.1379.002   | 1000 szt. |
|  | J-0523  | Korki z LDPE | żółty     | śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm | 65.1379.004   | 1000 szt. |
|  | J-0524  | Korki z LDPE | niebieski | śr. 12-17 mm i S-Monovette śr. 13 mm | 65.1379.006   | 1000 szt. |

**Opis**

Korki uniwersalne do systemu pobierania krwi S-Monovette o średnicy 13 mm oraz probówek o śr. 12-17 mm. Zatyczki wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), dostępne w 4 kolorach: przezroczysty (J-0521), czerwony (J-0522), żółty (J-0523), niebieski (J-0524). Dwie różne pozycje zatyczki (normalna lub do góry dnem) sprawiają, że mogą one służyć do zabezpieczania przed parowaniem i zanieczyszczeniem próbek przechowywanych w probówkach o średnicy od 12 mm do 17 mm.