



Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - poj. 15 i 50 ml - w statywach styropianowych



Probówki wirówkowe o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 15 ml lub 50 ml. Posiadają skalę i pole opisowe. Wykonane z PP. W komplecie z zakrętką z HDPE. Sterylne. Pakowane w statywy styropianowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0303	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem opisowym	15 ml	17 x 120 mm	czerwona	sterylne	statyw styropianowy	50 szt.	62.554.002
	J-0313	Probówki typu Falcon z PP - ze skalą i polem opisowym	50 ml	28 x 114 mm	czerwona	sterylne	statyw styropianowy	25 szt.	62.547.004

Opis

Probówki wirówkowe Sarstedt o poj. 15 ml i 50 ml wykonane z polipropylenu. Ze stożkowym dnem. Posiadają podziałkę i pole opisowe. W zestawie z już nakręconą czerwoną zakrętką wykonaną z HDPE. Sterylizowane radiacyjnie. Są pakowane w statywy styropianowe po 25 szt. lub 50 szt. Probówki typu Falcon o poj. 15 ml i 50 ml można wirować z maks. RCF: **20000 x g**.

Oferta firmy Sarstedt obejmuje ponadto [probówki wirówkowe typu falcon z PP pakowane w worki](#), [brązowe dla próbek wrażliwych na światło](#) oraz [probówki wirówkowe typu falcon wykonane z PS](#).