



pH-metr Piccolo HI 98111 - Hanna Instruments



Kieszonkowy pH-metr ze wzmacniaczem sygnału. Automatyczna kompensacja temperatury.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1110	pH-metr Piccolo HI 98111
	K-1119	Zapasowa elektroda nasadkowa HI 1280 do pH-metru Piccolo - dł. 90 mm

Opis

Kieszonkowy pH-metr ze wzmacniaczem sygnału. Automatyczna kompensacja temperatury.

Zakres pomiaru: 1,00 – 13,00 pH.

Rozdzielczość: 0,01 pH.

Dokładność: $\pm 0,02$ pH.

Żywotność baterii: ok. 1000 godzin.

Długość elektrody: 90 mm

Wymiary: 170 x 30 x 15 mm.

Ciężar: ok. 100 g.

W dostawie pH-metr z elektrodą, bufor pH 4 i 7, śrubokręt do 2-punktowej kalibracji, baterie (3 baterie guzikowe 1,5 V).