



## pH-metr kieszonkowy

Tester pH sterowany mikroprocesorem, z elektrodą zabezpieczoną tkaniną ochronną. Przyrząd wyklucza nieprawidłowe pomiary spowodowane zanieczyszczeniem lub zatkaniem diafragmy. W celu oczyszczenia elektrody należy zdjąć 2 mm tkaninę ochronną i usunąć zanieczyszczenie. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa               | Zakres pomiaru |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|
|  | 4-1078  | pH-metr kieszonkowy | pH 0,0 - 14,0  |

### Opis

Tester pH sterowany mikroprocesorem, z elektrodą zabezpieczoną tkaniną ochronną. Przyrząd wyklucza nieprawidłowe pomiary spowodowane zanieczyszczeniem lub zatkaniem diafragmy. W celu oczyszczenia elektrody należy zdjąć 2 mm tkaninę ochronną i usunąć zanieczyszczenie. Automatyczne wyłączenie po 10 minutach.

**Zakres pomiarowy:** 0,0 do 14 pH.

**Rozdzielczość:** 0,1 pH.

**Dokładność:**  $\pm 0,2$  pH.

**Kalibrowanie:** automatycznie w 2 punktach.

**Wyrównanie temperatury:** automatycznie 0 do 50°C.

**Wydajność baterii:** 300 godzin.

**Temperatura otoczenia:** 0 do 50°C.

**Wymiary:** 150 x 45 x 25 mm.