



Probówki z PP z fałszywym stożkowym dnem - poj. 2,5 ml



Przeźroczyste probówki z fałszywym zaokrąglonym dnem wykonane z PP. Przy wysokości 75 mm i średnicy wewnętrznej 13 mm ich pojemność robocza wynosi 2,5 ml. Przeznaczone do próbek o niewielkiej objętości i zautomatyzowanych procesów analitycznych w laboratoriach. Posiadają skalę. Dostępne w wersji z zakrętką lub bez.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-0371	Probówki z PP z fałszywym dnem - ze skalą	2,5 ml	13 x 75 mm	bez zakrętki	worek	1000 szt.	60.614.010
	J-0372	Probówki z PP z fałszywym dnem - ze skalą	2,5 ml	13 x 75 mm	bez zakrętki	StackPack	500 szt.	60.614.015
	J-0373	Probówki z PP z fałszywym dnem - ze skalą	2,5 ml	13 x 75 mm	z nakręconą zakrętką	worek	100 szt.	60.614.011

Opis

Wykonane z polipropylenu (PP) probówki o pojemności 2,5 ml umożliwiają wykonywanie zautomatyzowanych analiz w przypadku posiadania próbek o niewielkiej objętości. Wysokość probówek to 75 mm, a ich średnica wynosi 13 mm. Wewnętrzne dno ma kształt stożkowy, aby ułatwić precyzyjne pobranie próbki. Podstawa jest zaokrąglona. Dzięki temu probówki z fałszywym dnem pasują do standardowych statywów.

Wszystkie probówki z podwójnym dnem można bezpiecznie wirować przy 4500 x g przez 10 minut oraz autoklawować w temperaturze do 121°C. Oferowane artykuły posiadają certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Spełniają również wymagania IATA oraz ADR dotyczące transportu próbek. Nadają się do głębokiego mrożenia.

Dostępne w trzech wariantach:

- w worku – 1000 szt.
- w wygodnym, kompaktowym opakowaniu StackPack – 500 szt.
- z nakręconą bezbarwną zakrętką – w worku – 100 szt.

Do ponownego zamknięcia próbek podstawowych lub jako ochrona przed odparowaniem próbek rezerwowych dostępnych jest wiele zakrętek i korków pasujących do probówek z PP z fałszywym dnem:

- [\(J-0516\)](#) Korki archiwizacyjne z PP – bez filtra – do probówek o śr. 13-16 mm – jasnoniebieskie – 1000 szt. (65.647 Sarstedt),
- [\(J-0517\)](#) Korki archiwizacyjne z PP – z filtrem – do probówek o śr. 13-16 mm – jasnoniebieskie – 1000 szt. (65.647.020)

Sarstedt),

- ([J-0457](#)) Korki wciskane z LDPE – wysokie – do probówek o śr. 13 mm – bezbarwne – 1000 szt. (65.806 Sarstedt),
- ([J-0521](#)) Korki uniwersalne z LDPE – do probówek o śr. 12-17 mm i S-Monovette o śr. 13 mm – bezbarwne – 1000 szt. (65.1379 Sarstedt),
- ([J-0416](#)) Zakrętki z HDPE – do probówek o wym. 13 x 75 mm – bezbarwne – 1000 szt. (65.163 Sarstedt).