



pH-metr Checker HI 98103



Kieszonkowy pH-metr z dużym wyświetlaczem LCD. Możliwość zastosowania różnych elektrod pH. W zestawie 2 baterie 1,5 V.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	N-1106	pH-metr Checker HI 98103 w komplecie z elektrodą
	4-1107	Elektroda zapasowa HI 1270 do pH-metru Checker

Opis

Kieszonkowy pH-metr z dużym wyświetlaczem LCD. Możliwość zastosowania różnych elektrod pH. W zestawie 2 baterie 1,5 V.

Zakresy pomiaru pH: 0,00 – 14,00 pH.

Rozdzielczość: 0,01 pH.

Dokładność: 0,2 pH.

Żywotność baterii: ok. 800 godz.