



Elektroniczny pH-metr kieszonkowy

pH-metr przeznaczony do szybkich i łatwych pomiarów w laboratorium. Przyrząd należy zanurzyć w cieczy i odczytać wartość pH. Nieużywany pH-metr można bezpiecznie przechowywać w dostarczonym roztworze.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	4-1290	Elektroniczny pH-metr kieszonkowy, z akcesoriami

Opis

pH-metr przeznaczony do szybkich i łatwych pomiarów w laboratorium. Przyrząd należy zanurzyć w cieczy i odczytać wartość pH. Nieużywany pH-metr można bezpiecznie przechowywać w dostarczonym roztworze.

Dane techniczne:

Zakres pH: 0-14 pH.

Rozdzielczość: 0,1 pH.

Dokładność: $\pm 0,2$ pH.

Zakres temperatury roboczej: +5°C do +40°C.

Zasilanie za pomocą baterii: 4 x 1,5 V.

Ciężar: 165 g.

Urządzenie dostarczane jest wraz z zestawem kalibracyjnym, roztworem do przechowywania i bateriami.