



Probówki typu Eppendorf z zamknięciem z wentylacją - poj. 0,5 ml



Probówki typu Eppendorf wykonane w z PP o pojemności 0,5 ml, z przyłączonymi na zawias zatyczkami, w których umieszczone są otwory wentylacyjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Rodzaj pak.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-1331	Probówki typu Eppendorf z zamknięciem z wentylacją	0,5 ml	7,8 x 30 mm	worek	1000 szt.	72.698

Opis

Mikroprobówka typu Eppendorf o pojemności roboczej 0,5 ml z dołączoną pokrywką, w której znajdują się małe otwory wentylacyjne. Wykonana z przezroczystego, wytrzymałego polipropylenu (PP). Probówka ma wysokość 30 mm i średnicę wewnętrzną 7,8 mm. Pokrywka umożliwia odpowietrzenie i wyrównanie ciśnienia pomiędzy naczyniem, a otoczeniem bez konieczności jej otwierania. Zapobiega to jej rozerwaniom nawet przy powstającym wewnątrz wysokim ciśnieniu lub silnemu przegrzaniu. Ułatwia również otwieranie w warunkach, gdy w fiolce powstaje podciśnienie.

Probówki typu Eppendorf z zamknięciem z wentylacją można bezpiecznie wirować do **20 000 x g** i autoklawowować w temperaturze do 121°C bez znaczącego pogorszenia ich właściwości mechanicznych.

Probówki pakowane są w worki po 1000 szt.