



## Zatyczki z LDPE z haczykiem do probówek reakcyjnych



Przeźroczyste zatyczki z haczykiem wykonane z LDPE. Dopasowane do probówek o śr. 10,8 mm i pojemności 1,5/2,0 ml.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                       | Kolor    | Do probówek | Nr producenta | Szt./Op.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-------------|---------------|-----------|
|  | J-1454  | Zatyczki z LDPE z haczykiem | bezbarny | śr. 10,8 mm | 65.109        | 1000 szt. |

### Opis

Zatyczki z przyłączonym haczykiem wykonane z bezbarwnego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) dedykowane do probówek reakcyjnych o pojemności 1,5 ml i 2,0 ml oraz innych probówek o średnicy 10,8 mm. Korki są mocowane na probówce za pomocą pętli. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko zagubienia lub pomylenia zatyczki. Artykuł ten posiada certyfikat CE oraz IVD (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*).

Zatyczki pasują do probówek: [J-1432](#), [J-1433](#), [J-1434](#). Opakowanie zawiera 1000 sztuk.